




NUEVO: Amplia biblioteca con 42 sonidos cardiacos, pulmonares e intestinales de excelente calidad

MANIQUÍ DE ENFERMERÍA CON AUSCULTACIÓN NIKKI

¡Un maniquí de formación multifunción para adquirir y evaluar competencias de atención al paciente, enfermería y técnicas de auscultación! El maniquí de enfermería con auscultación Nikki ofrece 11 puntos de auscultación anteriores y 4 posteriores, con 42 sonidos de alta calidad para mejorar las competencias de atención avanzada al paciente. Incluye el estetoscopio de formación mediante simulación electrónica NursingScope desarrollado por Cardionics, que aporta mayor realismo en cualquier práctica de auscultación o examen clínico objetivo y estructurado (ECO). El maniquí está desarrollado expresamente para la simulación basada en escenarios, a fin de mejorar las competencias de atención al paciente y técnicas de enfermería avanzadas.

> 11 PUNTOS DE AUSCULTACIÓN ANTERIORES Y 4 POSTERIORES



Maniquí de enfermería con auscultación Nikki

Este maniquí de auscultación y atención al paciente simula un paciente adulto de tamaño natural e incluye el estetoscopio de formación NursingScope. NursingScope es un estetoscopio de formación mediante simulación electrónica creado para la enseñanza práctica de auscultación o examen clínico objetivo y estructurado (ECO). Funciona de forma inalámbrica a través de el dispositivo del controlador (incluida) y permite al instructor acceder a la amplia biblioteca de sonidos de Cardionics. El instructor puede seleccionar y cambiar los sonidos sobre la marcha. El alumno escucha las condiciones fisiológicas o patológicas tras colocar el estetoscopio NursingScope sobre el punto de auscultación correcto.

1022952

El maniquí de enfermería con auscultación Nikki incluye la biblioteca de sonidos de Cardionics practicar la auscultación y 11 puntos de auscultación anteriores y 4 posteriores, con sonidos de alta calidad.

- 21 sonidos cardiacos, incluidos estenosis aórtica, conducto arterioso permeable (CAP) y soplo sistólico
- 15 sonidos pulmonares, incluidos estridor, pectoriloquio y edema pulmonar
- 6 sonidos intestinales, incluidos borborigmos, hipoactivos, hiperactivos y normales



Estetoscopio de formación NursingScope para un aprendizaje efectivo de la auscultación:

1. Practicar la colocación correcta del estetoscopio.
2. Aprender a diagnosticar con sonidos cardiacos, pulmonares e intestinales normales y anómalos.
3. Practicar el vocabulario anatómico correcto.
4. Practicar habilidades comunicativas básicas con pacientes y personal médico.

Características del estetoscopio de formación en auscultación NursingScope:

- NursingScope Wi-Fi facilita al instructor la selección remota de sonidos para practicar la auscultación.
- Aprender a distinguir entre sonidos respiratorios y cardiacos normales y anormales y a clasificarlos
- Software intuitivo que ofrece la máxima flexibilidad: el sistema puede adaptarse a sus requisitos específicos con una selección prácticamente ilimitada de escenarios y sonidos.
- Cambio rápido de la pila AAA.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MANIQUÍ DE ENFERMERÍA CON AUSCULTACIÓN NIKKI EN 3BSCIENTIFIC.COM



España 3B Scientific, S.L. • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A,
Despacho 8 46980 Paterna (Valencia) • España • 3bscientific.com
Tel.: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • Correo electrónico: e3bs@3bscientific.com