

Vista interior al suturar un desgarro vaginal

¡NUEVO!

SIMULADOR DE HEMORRAGIA POSPARTO P97 PRO

Desarrollado en colaboración con destacados obstetras alemanes, el recién renovado simulador de hemorragia posparto (HPP) P97 PRO es una solución idónea para una formación práctica realista en la detección temprana, la evaluación sistemática y el tratamiento de la HPP. Si no se diagnostica y trata, una hemorragia grave tras el alumbramiento puede ser fatal para la madre en pocas horas. El entrenador para HPP P97 PRO de 3B Scientific ayuda a los profesionales de la sanidad y la obstetricia a practicar el tratamiento y los cuidados oportunos en caso de hemorragia posparto para mejorar los resultados.

P97 PRO permite evaluar y tratar tres causas principales de hemorragia posparto: atonía, traumatismos y retención de tejido. Es fácil ajustar distintos grados de atonía uterina. Con este entrenador para HPP es posible incluso suturar desgarros vaginales y las piezas de rotura son reemplazables. La placenta está fabricada con silicona para percibir una blandura y un tacto realistas. De la cavidad uterina se puede extraer manualmente una placenta retenida para practicar las intervenciones médicas pertinentes. El depósito de sangre de 3000 ml y el sistema de tubos compacto facilitan la simulación de las principales situaciones de HPP grave.




- Pérdida de sangre de hasta 3000 ml
- Velocidad del flujo de sangre regulable hasta 400 ml/min
- Posibilidad de varias hemorragias

Silicona de alta calidad SKINlike™


Ofrece una sensación háptica realista desde la pared abdominal hasta el útero a través del conducto vaginal.




Hemorragia cervicouterina
Cérvix puerperal realista




Hemorragia vaginal
Desgarros vaginales suturables



Hemorragia uterina
Atonía uterina regulable



Extracción de placenta retenida



El simulador de HPP P97 Pro es perfecto para practicar las técnicas siguientes tanto de forma individual como en equipo:

- Diagnóstico de atonía uterina mediante exploración abdominal
- Práctica de compresión bimanual y masaje del fondo uterino
- Sutura de desgarros vaginales
- Examen visual de 360 grados del cuello uterino
- Extracción manual de placenta retenida
- Taponamiento con balón intrauterino, por ejemplo, balón de Bakri®
- Taponamiento uterino con gasas
- Presentación de casos graves de hemorragia obstétrica
- Estimación de pérdida de sangre
- Cateterización de la vejiga (sin fluidos)
- Demostración de técnicas de sutura compresiva uterina

1023727 Simulator de HPP P97 PRO

Contenido del paquete:

- Entrenador para HPP P97 Pro
- Depósito de sangre de 3000 ml
- Conector para hemorragia codificado por colores
- Placenta con tres piezas residuales
- Dos úteros de espuma
- Concentrado de sangre artificial
- Lubricante
- Kit de repuesto (1 pieza de rotura y 1 juego de piezas residuales)
- Base de secado para la cavidad uterina



También disponible como módulo complementario para el simulador de parto P90:

- 1023731 Módulo complementario de HPP
- 1022879 Simulador de parto 3B P90 PRO
- 1022878 Simulador de parto 3B P90 BASIC

11/2021

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DE 3B SCIENTIFIC.



España 3B Scientific, S.L. • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) • España • 3bscientific.com
Tel: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • e3bs@3bscientific.com

